苏州大学材料与化学化工学部课程教案

[实验名称] 苯甲酸乙酯的制备

[教学目标] 学习酯化反应合成苯甲酸乙酯的原理和方法,了解共沸除水的原理。学习分水器的使用,巩固回流、减压蒸馏等基本操作。

[教学重点] 共沸蒸馏技术,减压蒸馏技术。

[教学难点] 减压蒸馏技术。

[教学方法] 讨论法,演示法,讲述法

[预习内容] 课本实验 42. P150.

[复习内容] 蒸馏,减压蒸馏,萃取。

[教学过程]

[引言] 【实验内容】苯甲酸乙酯的制备

【实验目的】学习酯化反应合成苯甲酸乙酯的原理和方法,了解共沸除水的原理。 掌握分水器的使用,巩固回流、蒸馏等基本操作。

[讲述] 【实验原理】羧酸酯一般是由羧酸和醇在催化剂存在下通过酯化反应进行制备的。 苯甲酸和乙醇在浓硫酸的催化下进行反应,生成苯甲酸乙酯和水:

COOH
$$+ C_2H_5OH$$
 $+ H_2O$

由于该反应可逆,因此加入过量的乙醇使平衡向右移动。同时,实验 中加入苯,使苯、乙醇和水形成三元共沸物,用分水器不断除去反应 中生成的水,使酯化反应完全。

[讲述] 【实验步骤】

苯甲酸乙酯的制备:

在干燥的 50 mL 圆底烧瓶中,加入苯甲酸(4 g, 33 mmol)、无水乙醇(10 mL)、苯(8 mL)和浓硫酸(1 mL),摇匀后加沸石,安装分水器^[1],回流冷凝管。水浴加热至回流,开始控制回流速度 1~2 d/s。加热回流约 1 小时,至分水器中不再有小水珠生成时,停止加热^[2]。改为蒸馏装置,蒸出过量乙醇和苯。

将烧瓶中的液体倒入盛有 30 mL 冷水的烧杯中,搅拌下分批加入饱和 NaoCO a溶

液(或研细的粉末),中和至无气体产生,pH 试纸检测下层溶液呈中性^[3]。用分液漏斗分出粗产物,水层用乙醚(10 mL)萃取^[4]。合并有机相,用无水 $CaCl_2$ 干燥。干燥后的粗产物先用水浴蒸除乙醚^[5],再改用减压蒸馏,收集 95~100 C/1.995 kPa 的馏分。称量,计算产率。

纯对苯甲酸乙酯的沸点为 213 ℃, 折光率 n_D²⁰ 1.5001。

【实验操作流程图】



- ① 分水,加热回流1h
- ② 继续蒸馏乙醇和苯

油状物

后处理

- ① 将反应液倒入30 mL冷水中,加Na₂CO₃至中性
- ② 分液,水层用10 mL乙醚萃取,合并有机层


有机层

水层(弃去)

- ① 无水CaCl2干燥有机层
- ② 常压水浴蒸出乙醚
- ③ 改用减压蒸馏, 收集95-100 ℃/1.995 KPa的馏分

苯甲酸乙酯

【装置说明】



[讲述] 【注释】

- [1] 可以在分水器中加满带水剂苯。
- [2] 根据理论计算,反应生成水约1 g。因本反应通过共沸蒸馏除水,反应中形成了苯-乙醇-水共沸物(沸点64.6 ℃,含苯74.1%、乙醇18.5%、水7.4%)。
- [3] 加入 Na_2CO_3 的目的是除去硫酸和未反应的苯甲酸。如用固体 Na_2CO_3 ,则需研细后分批加入,防止大量泡沫产生导致液体溢出。
- [4] 若粗产物含有絮状物难以分层,可直接用 10 mL 乙醚分两次萃取。
- [5] 使用和蒸除乙醚时,实验室中要杜绝明火。

【作业】 课本 151 页 1~3 题